

## **ANEXO 2.9**

## Instrucciones de uso del Breezhaler®

## ¿Cómo se hace la inhalación con Breezhaler®?

Haga las siguientes maniobras tan relajado/a como pueda, de pie o sentado:



1. Retirar el tapón



2. Sujetar con firmeza la base del inhalador e inclinar la boquilla



**3.** Con las manos secas, sacar una cápsula del blister



 Introducir la cápsula en el compartimento, no lo haga por la boquilla



**5 y 6.** Cerrar la boquilla. Perforar la cápsula apretando a los lados del dispositivo



- Sacar todo el aire que pueda de los pulmones (sin soplar dentro de la boquilla)
- 8. Ajustar la boquilla a los labios y levantar la cabeza. Coger aire por la boca profundamente. La cápsula girará dentro de la cámara. Notará un zumbido



9. Retener el aire en los pulmones unos 10 segundos o hasta que pueda



10. Expulsar el aire lentamente



**11.** Comprobar que la cápsula está vacía. Si no fuera así, repetir los pasos del 7 al 10



**12.** Hacer gárgaras y enjuagar la boca al terminar

Para cualquier duda que tenga, consulte con la enfermera.